

OPHTHALMOSTAR

Handbuch



Version 2.0/2016

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3	5	Stammdaten	18
2	Installation	4	5.1	Befunddatei	18
2.1	Installationsprogramm	4	5.1.1	Briefkopf	18
2.2	Zusätzliche Software	4	5.1.2	Befundkürzel für die MD-Eingabe	19
2.2.1	Word-Vorlagen	4	5.2	Diagnosendatei	20
2.2.2	Druckvorlagen	4	5.2.1	Diagnosen über Eingabe von Kürzeln	20
2.3	Paket-Installation	5	5.2.2	Diagnosen über Eingabe der Anfangsbuchstaben	20
2.4	Tafeleinstellungen	6	5.3	Zeilentypen	21
2.4.1	Makrotafel 1 (ophuser.mac / ophstar2.pak)	6	5.4	Vorgaben	21
2.4.2	Makrotafel 2 (ophgraph.pak)	8	5.5	Funktionen	22
3	Einstellungen	9	5.5.1	B-, S- und F-Zeilen	22
3.1	Bildschirm-Schriftgrößen	9	5.5.2	E-Zeilen	22
3.1.1	Karteikartenschrift	9	5.5.3	J-Zeilen	22
3.2	Bildschirmaufteilung	10	5.5.4	M-Zeilen	22
3.3	Farbeinstellungen	11	5.5.5	U-Zeilen	23
3.4	MD-Einstellungen	12	5.5.6	V-Zeilen	24
3.5	Terminkalender	13	5.5.7	W-, X-, Y- und Z-Zeilen	25
3.6	Anwender-Einstellungen	15	5.5.8	+ -Zeilen	25
3.6.1	Anschriften (Brieftext)	15	5.6	Befundassistenten	26
3.6.2	Auswahl/Zeilenselektion	15	6	Patientenlisten	27
3.6.3	Grundpauschalen	16	6.1.1	Schematik	27
3.6.4	Wartebereiche	16	7	Installations-Checkliste	28
4	Formulare	17	8	Zu guter Letzt	29
4.1	Neue „alte“	17	9	Stichwortverzeichnis	29

1 Einleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für OPHTHALMOSTAR entschieden haben. Ich hoffe, dass Ihnen das Programmpaket schnell zur unentbehrlichen Hilfe wird. Insgesamt beinhaltet OPHTHALMOSTAR weit über 2000 Makros. Einige Dinge werden Sie für Ihre Praxis anpassen müssen oder wollen. Dabei soll Ihnen diese Anleitung helfen.

Die Entwicklung der Facharzlösung OPHTHALMOSTAR begann vor 10 Jahren, als sich durch Einführung von MEDISTAR 4.0 deutlich erweiterte Möglichkeiten für die Makroprogrammierung ergaben. Nun erscheint eine komplett überarbeitete Version der Facharzlösung, die vor allem zum Ziel hat, (noch) einfacher zu sein. Dafür wurden Dinge beseitigt, die zu individuell oder speziell sind. Einiges davon finden Sie nun auf der Webseite (www.opthalthmostar.de) als Freeware oder als Tipp (blog.opthalthmostar.de).

Im Gegensatz zu Version 1.x erhalten Sie die zweite Makrodatei (ophgraph.mac) unverschlüsselt. Dadurch können Sie noch besser eigene Anpassungen vornehmen. Das bedeutet allerdings auch, dass es für diese Makrodatei zukünftig keine Updates geben wird.

Für eigene Makros (Makros des Anwenders) findet sich genügend Platz. So existieren an mehreren Stellen leere „Anwender-Makrotafeln“. Außerdem wurde in den med. Daten der mittlere Bereich der Makrotafeln für die verschiedenen Zeilentypen absichtlich freigehalten.

In den meisten Menüs können Sie Text verändern oder Textzeilen hinzufügen. Hierzu drücken Sie während der Anzeige die F1-Taste. Dadurch öffnet sich der Menü-Editor, mit dessen Hilfe Sie Änderungen und Ergänzungen vornehmen.

Wenn Sie mir Wünsche oder Verbesserungsvorschläge mitteilen möchten, können Sie hierzu das Kontaktformular auf der OPHTHALMOSTAR-Webseite benutzen.

Für Fragen zur Installation wenden Sie sich bitte an Ihren MEDISTAR-Servicepartner.

Kiel, im Herbst 2016

Wilhelm Happe



Bitte beachten Sie: Wann immer Sie dieses Symbol neben einer Textpassage sehen, heißt es: Aufgepasst. Diesen Abschnitt sollten Sie aufmerksam lesen, da er beispielsweise einen besonders wichtigen Sachverhalt beschreibt.



Tipp: Dieses Symbol gibt Ihnen einen Hinweis auf Tipps und Tricks, die Ihnen das Leben mit OPHTHALMOSTAR leichter machen, oder weist Sie auf spezielle Vorgehensweisen hin, mit denen sich bestimmte Aufgaben schneller lösen lassen.

2 Installation

2.1 Installationsprogramm

Durch das Installationsprogramm werden folgende Dateien der MEDISTAR-Installation hinzugefügt:

- Makropakete bzw. -dateien:
 - ophuser.mac
 - ophstar2.pak
 - ophgraph.mac bzw. ophgraph.pak
- neuer Ordner ..\MEDISTAR\INST\OPHSTAR
- MEDISTAR-Formularprogramme
- Stammdaten-Dateien (optional!):
 - Befunddatei (BEF.IS*)
 - Diagnosedatei (DIA.IS*)
 - ICD-Codierung (DIAICD.IS*, DIACR.IS*, DIACRX.IS*)
 - Medikamentendatei (MED.IS*)
 - Briefftexte (BTEXTA.IS*, BTEXTB.IS*)
 - Patientenlisten (PLPARA.P)
 - Patientenmarker (MARKER.IS*)



Bitte beachten Sie: Wenn Sie bereits mit MEDISTAR arbeiten, haben Sie unweigerlich eigene Befund- und Diagnosedateien, Briefftextbausteine, Patientenmarker und Patientenlisten. Im Prinzip ist es möglich mit diesen weiter zu arbeiten. Wenn Sie sich für eine Neuinstallation entscheiden, sollten Sie Ihre Dateien auf jeden Fall sichern, um notfalls Ihre alten Dateien zurückkopieren zu können.

2.2 Zusätzliche Software

2.2.1 Word-Vorlagen

Vorlagen für die Erstellung von Arztbriefen, Rechnungen und Bescheinigungen mit Microsoft Word.


2.2.2 Druckvorlagen

Vorlagen zum eigenen Erstellen von Drucksachen. Die Dateien lassen sich mit den Programmen Microsoft Word und Microsoft Publisher bearbeiten. Die Publisher Dateien liegen zusätzlich im PDF-Format vor.

2.3 Paket-Installation

Um der Makrotafel auf der rechten Seite eigene Makros hinzuzufügen zu können, muss der Anwender eine eigene Makrodatei laden, die dieselben Tafeligenschaften erhält, wie die verschlüsselte OPHTHALMOSTAR-Makrodatei „ophstar2.pak“.

Eine entsprechende Datei mit dem Namen „ophuser.mac“ wird durch das Installationsprogramm in den INST-Ordner kopiert. Es handelt sich im Auslieferungszustand um eine fast leere Makrodatei. Sie enthält lediglich zwei Makros, die sich als „Auto-start-Makro“ eignen.



Die OPHTHALMOSTAR-Makrodateien werden als Pakete eingebunden. Im Dialogfeld „Makro Import Pakete“ wird die Datei **ophstar2.pak** auf die **Tafel 1** gelegt.

Die Datei „ophgraph.pak“ wird auf **Tafel 2** gelegt

Alle Makro- und Paketdateien befinden sich im INST-Ordner



Tip: Als Neuheit in Version 2 erhalten Sie die Makrodatei „ophgraph“ als unverschlüsselte Datei (Endung: „mak“). Wenn Sie diese Datei verändern wollen, müssen Sie sie als Benutzer-Makrodatei laden. Das empfiehlt sich aber nur an einem einzelnen Task. Die aktualisierte Datei müssen Sie kopieren. Die Kopie erhält den Namen „ophgraph.pak“. Dadurch stehen die Veränderungen den anderen Tasks zur Verfügung.






Bitte beachten Sie: Vor dem Beenden des Makro-Rekorders müssen Sie den Menüpunkt „Datei | Einstellungen sichern“ wählen. Andernfalls werden nach einem Neustart von MEDISTAR die früheren Einstellungen wieder hergestellt. Kontrollieren Sie auch, ob der Fensterheber aktiv ist. Dies ist für die Makrotafel 2 wichtig.

2.4 Tafeleinstellungen

Im Menü Edit | Einstellungen | Makrotafel nehmen Sie folgende Einstellungen vor.



2.4.1 Makrotafel 1 (ophuser.mac / ophstar2.pak)





2.4.2 Makrotafel 2 (ophgraph.pak)

Allgemein: Hinweise zu Knöpfen anzeigen



Raster: Breite 20, Höhe 33, linker Rand 1, oberer Rand 2, Spalten 0, Zeilen 0

3 Einstellungen

3.1 Bildschirm-Schriftgrößen

3.1.1 Karteikartenschrift

Als Augenarzt ist man faktisch gezwungen eine dicktengleiche (nichtproportionale) Schriftart für die Bildschirmanzeige der medizinischen Daten zu benutzen. Die feste Zeichenbreite ist erforderlich, damit Refraktionsdaten und andere Messwerte übersichtlich untereinander dargestellt werden.

Windows stellt die nichtproportionalen Schriften „Courier New“ und „Lucida Console“ zur Verfügung. Probieren Sie aus, welche der beiden Schriften Ihnen am besten gefällt.

Geben Sie „IDIV“ in der Kommandozeile ein, um den Dialog zum Einstellen der Schriftart aufzurufen.



Tip: Wenn OPHTHALMOSTAR bereits installiert ist, gelangen Sie zu diesem Dialog über das Register „Einstellungen“ und den Makroknopf „MD-Einstellungen“.

3.2 Bildschirmaufteilung

OPHTHALMOSTAR enthält Makros, die die Bildschirmdarstellung der Karteikarte (med. Daten) verändern. Daher ist es wichtig, die Bildschirmaufteilung entsprechend den folgenden Angaben einzustellen:



Wählen Sie die Registerkarte „med. Daten“. Stellen Sie mit der Maus die Fensterbereiche so ein, dass für die **Zeilentypenauswahl** mindestens 6 Zeilen angezeigt werden.


The screenshot shows the OPHALMOSTAR software interface. At the top, there are icons for patient markers and a search function. Below that, a patient ID '21821' is displayed. The main area contains a table with columns 'SC', 'CC', and 'CCS', and rows for 'R' and 'L' eyes. The table data is as follows:

SC	CC	CCS
R	L	
1,25	1,25	
1,0	1,0	
0,9	0,9	
0,8	0,8	
0,7	0,7	
		0,63
		0,5
		0,25
		0,2
		0,16
		0,1
		0,05
		0,02
FZ	FZ	
HB	HB	
LP	LP	
LS	LS	
-	-	

Below the table is a red 'Speichern' button and a left arrow. The sidebar on the right contains a menu with options like 'Pat. wählen', 'Warteliste', 'Leistungsziiffern', 'Arztkennzeichen', 'MEDISTAR-Brieftext', 'Word', 'MovieS.', 'Formulare', 'Rp. Med.', 'Brille', 'Anamnese', 'Refraktion', and 'IOD'. Orange callouts provide instructions: 'Patientenmarker' points to the top icons; 'Zeilentypen-Auswahl' points to the table header; '1. Makrotafel (feststehend)' points to the top part of the sidebar; '2. Makrotafel' points to the middle part of the sidebar; and 'med. Daten' points to the 'med. Daten' tab at the bottom left.

3.3 Farbeinstellungen

Den Dialog «Farbeinstellungen» erreichen Sie in OPHTHALMOSTAR über „Reiter: Einstellungen | Knopf: Farbeinstellungen“. Die in der unten stehenden Abbildung gezeigte Konfiguration hat sich bewährt und wird für den sinnvollen Einsatz einiger Makros vorausgesetzt (z.B. Ausgrauen von Refraktionsdaten).



Diese Einstellungen erhalten Sie auf einfache Weise durch den Import der Datei „ophstar.rgb“. Hinweise hierzu finden sich auf den Makrotafeln.

3.4 MD-Einstellungen

Obwohl sich für jeden Arbeitsplatz unterschiedliche Einstellungen vornehmen lassen, hat es sich bewährt, die einzelnen Tasks möglichst gleich zu konfigurieren. So findet sich jeder Mitarbeiter an jedem Arbeitsplatz sogleich zurecht.

Einzige Ausnahme: Die Arzthelferinnen bekommen an Ihren Tasks H-Zeilen in der Übersicht angezeigt (Anzuzeigende Zeilen bei IP, Tabellenspalte „Anmeldung“).

	Anmeldung	Sprechzimmer
Anzuzeigende Zeilen bei IP	+!*.*.D.E.H	+!*.*.D.E.U
Aufruf Befunddatei bei MD-Typ	ABCEFGHIKNOPSTUVWXYZ	
Sortierfolge MD-Zeilentypen	!*DJAEUVCGBOPSFKITM+QHN/>LRWXYZ	

Allgemeine Optionen und MD-Einstellungen

MD-Einstellungen

MD-Zeilentypen

Sonstiges

MD-Funktionen

Verlassen MD-Eingabe durch RETURN in leerer letzter Zeile

Sofortprüfung der MD ermöglichen

Minibild-Vorschau für MOVIESTAR in den MD aktivieren

Hinweis bei MD-Eingaben nach dem Tod des Patienten anzeigen (Task-übergreifend)

MD-Darstellung

Anzuzeigende MD-Zeilen bei IP

Doppelte Dauerdiagnose-Zeilen unterdrücken

Unterdrückung von Zeilen in MD

Sortierfolge MD-Zeilentypen

MD-Zeilen (affen für Typ D F L S *

Anzahl Leerzeilen am MD-Ende (Task-übergreifend)

MD-Schriftart

Arztkennezeichen

Arztkennezeichen (*,a-z,A-Z,0-9)

HINWEIS: Es werden gegebenenfalls die Arztkennezeichen der angemeldeten Benutzerrolle verwendet

3.5 Terminkalender

Der Terminkalender bietet 6 verschiedene Terminarten. Die Beschriftung der Knöpfe auf der Makrotafel (1.) ändern Sie bitte entsprechend Ihren Bedürfnissen. Die zugehörigen Makros sind so programmiert, dass sie automatisch die Zuordnung der Terminarten-Buttons (2.) in alphabetischer Reihenfolge ändern. Mit dem Button (3.) haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen des Terminkalenders zu speichern.

The screenshot shows the 'Terminkalender' window. Callout 1 points to the 'Makrotafel' (macro table) on the right, which lists appointment types: 1DH, 2SS, 3OP, 4KL, 5RT, 6NP, 1 Tag, 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen, 3 Monate, and navigation buttons like '<< 1 Tag'. Callout 2 points to the appointment type buttons (2SS, 3OP, 4KL, 5RT, 1DH H) in the central panel. Callout 3 points to the 'Terminzettel drucken' button at the bottom. Callout 4 points to the patient information field (Glaukom, 5.09.1941 (21821) R). Callout 5 points to the 'neu (ohne Daten)' button in the top right patient selection area.


gewählter Termin

Sep 2016					Okt 2016							
KW	35	36	37	38	39	KW	39	40	41	42	43	44
Mo		5	12	19	26	Mo	3	10	17	24	31	
Di		6	13	20	27	Di	4	11	18	25		
Mi		7	14	21	28	Mi	5	12	19	26		
Do	1	8	15	22	29	Do	6	13	20	27		
Fr	2	9	16	23	30	Fr	7	14	21	28		
Sa		10	17	24		Sa	1	8	15	22	29	
So		11	18	25		So	2	9	16	23	30	

Falls Sie bereits früher Einstellungen des Terminkalenders gespeichert haben, kann es nach der Installation von OPHTHALMOSTAR zu Konflikten zwischen den gespeicherten Einstellungen und den durch OPHTHALMOSTAR erzwungenen Einstellungen kommen. Sie beheben das Problem, indem Sie nacheinander alle 6 Terminart-Knöpfe der Makrotafel anklicken (1.) und danach die Einstellungen neu speichern (3.)



Tip: Um die Reihenfolge der Terminarten nach den eigenen Wünschen auszurichten, können Sie im Dialog „Terminarten bearbeiten“ den Terminarten eine Zahl voranstellen. Die Kürzel dürfen eine Länge von 3 Stellen haben.



Tip: Im Terminkalender empfiehlt es sich nicht, die Funktion „neu“ (4.) zu verwenden. Hierüber würde jedes Mal ein neuer Patient in der Datenbank angelegt. Benutzen Sie für neue, noch nicht bekannte Patienten ausschließlich die Funktion „ohne“ (5.) um Karteileichen und Doppelseinträge zu vermeiden.

3.6 Anwender-Einstellungen

OPHTHALMOSTAR verfügt über ein eigenes Einstellungs Menü. Sie erreichen dieses durch einen Klick auf den Copyright-Button oder über das Register „Einstellungen“.




In den Einstellungsmenüs tragen Sie jeweils in der Spalte „Text“ die gewünschten Parameter ein. Weitere Hinweise finden sich in den Menüs selbst, u. a. in den Titelzeilen der Fenster.

3.6.1 Anschriften (Brieftext)

Wenn Sie sich in der in MEDISTAR eigenen Brieftextverarbeitung befinden, existieren dort drei Makroknöpfe für das schnelle Eintragen häufiger Adressaten.

Sie können im oben genannten Einstellungsmenü die Adressen hinterlegen.

Tragen Sie dort die Adressen der Kliniken oder Ärzte ein, an die Sie häufig Patienten überweisen.



3.6.2 Auswahl/Zeilenselektion


Durch mehrere Makroknöpfe kann die Ansicht der med. Daten im oberen Bereich (Auswahl) und im unteren Bereich (Bearbeitungsbereich) verändert werden. Im zugehörigen Einstellungsmenü können Sie bei Bedarf Veränderungen bei der Auswahl der Zeilentypen vornehmen. Beachten Sie, dass für die Auswahl maximal 10 Zeichen und für die Selektion im Bearbeitungsbereich maximal 6 Zeichen eingegeben werden dürfen.

3.6.3 Grundpauschalen

Gemeinschaftspraxen verwenden in einigen KV-Bezirken andere Ziffern für die Grundpauschale. Im Einstellungsmenü können Sie festlegen, welche Ziffern bei einem Klick auf den Button „Grundpausch.“ im Kontext der L-Zeile verwendet werden.

3.6.4 Wartebereiche

Sie können in OPHTHALMOSTAR mit bis zu 6 Wartebereichen arbeiten. Wenn sich in der ersten Zeile des Textbaustein-Menüs in der Spalte „Text“ ein Eintrag findet, werden Wartebereiche angezeigt, andernfalls nicht.



	> Anzeige	Text	Ablauf	Verknüpfung
1	▶ 1. Wartebereich	-/-		
2	2. Wartebereich	2OP		
3	3. Wartebereich	3SB		
4	4. Wartebereich	4OM		



Tip: Das ständige Anzeigen der Auswahlboxen für die Wartebereiche kann störend sein. Möglicherweise ist es einfacher, in der Wartliste mit verschiedenen (automatisierten) Notizeinträgen zu arbeiten, wie dies für den Sehschulbereich im Programm bereits realisiert ist.



Bitte beachten Sie: OPHTHALMOSTAR bietet mit Version 2.0 darüber hinaus die Möglichkeit, für jeden Task einen Wartebereich im Voraus festzulegen, der dann bei jedem Aufruf der Warteliste über Makros automatisch gewählt wird. Weitere Hinweise erhalten sie im Einstellungsmenü.

4 Formulare

4.1 Neue „alte“

_attest.s	Attest (A5-Blanko)
_befanf.s	Befundanforderung (A5-Blanko)
_brrekla.s	Ausschluss Reklamation einer Brillenverordnung
_cl_kost.s	Bestätigung über Preisinformation vor Kontaktlinsenanpassung (A5-Blanko)
_egkinf.s	Aufklärungsbestätigung wenn elektronische Gesundheitskarte fehlt
_fm_bril.s	Brillenverordnung (Privatrezepte auf A5-Blanko)
_hertel.s	Eintragung von Hertel-Werten in die med. Daten
_kurzbr.s	Kurzbrief (A5-Blanko)
_op_ok.s	Operationseinwilligung (A5-Blanko)
_publik.s	Einwilligung für Publikationen
_sehtest.s	Sehtestbescheinigung für Führerscheinbewerber (A5-Blanko)
_zyklo.s	Einwilligung für Zykloplegie

Zur Installation kopieren Sie die Dateien in den Ordner MEDISTAR\FORM und rufen anschließend in MEDISTAR den Formular-Assembler auf (Kommando „PSH“, dann „FASM“). Installieren Sie das gewünschte Programm auf einen freien Platz und tragen Sie in den Einstellungen (s. Abb.) Ihre Praxisdaten ein.

Formular Assembler 3.01b

```
Formular-Nr : 63                               Formular      : eGK fehlt
Quelle-Datei : MS3._EGKINFO-S                 Übersetzt am  : 09/01/15
                                                Identifikation: 2.00
```

```
  B Einstellungen bearbeiten
  E Formularcode einlesen
```

```
00181 FD FI FP FS FE                          PC:01487 63659 Byte frei
Formular 063 [ eGK fehlt ] in Datei eingefügt, Sektor:1559
```



Bitte beachten Sie: Welche Nummer das einzelne Formularprogramm im Formular-Assembler zugewiesen bekommt ist gleichgültig. Der Aufruf der Formulare erfolgt in OPHTHAMOSTAR nicht über die Nummer, sondern über die Bezeichnung.

5 Stammdaten

5.1 Befunddatei

5.1.1 Briefkopf

Folgende Formulare beziehen den Briefkopf aus der Befunddatei. Es handelt sich um Formularprogramme, die DIN-A5-Blankopapier drucken.

- _befanf.s (Befundanforderung)
- _op_ok.s (OP-Einwilligung)
- _sehtest.s (Sehtest)
- _cl_kost.s. (Kontaktlinsenkosten)

Bitte richten Sie den Befund "PBR_Kopf" nach folgendem Muster ein.

Stammdatei Befunde

PBR_Kopf

Befund PBR_Kopf

<input checked="" type="checkbox"/>	Dr. Max Mustermann	Facharzt für Augenheilkunde
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		Dorfstr. 20
<input checked="" type="checkbox"/>		24000 Kiel
<input checked="" type="checkbox"/>		Telefon (0431) 123456

5.1.2 Befundkürzel für die MD-Eingabe

Typ: Verwenden Sie folgende Systematik für den Kürzelanfang.



+	Befunde für die manuelle MD-Eingabe (Direktaufruf)
*	Befunde, die von anderen Befundkürzeln aufgerufen werden
>	Befunde, die von Formularen verwendet werden

Beispiele:

Befund

E1	<code>`\${yagdatum}` `\${re./li.}` Auge YAG-Laser-Kapsulotomie (hic)</code>
K	<code>Operator: `\${Arzt}`, Ort: ADC Innenstadt, ambulant</code>
K	<code>Anzahl Schüsse: `\${}`, Gesamtleistung: `\${} mJ; Ko. am Folgetag</code>
K	<code>prophylakt. 1 Tabl. Azetazolamid 250 mg, Acular AT 4x/d 1 Woche</code>
*	<code>Z.n. YAG-Laser-Kapsulotomie `\${re./li.}`</code>
L	<code>EBM:31341(op=5-142.2RL)-31501-31725(opd=0`\${yagdatum}`)</code>
L	<code>GOÄ:1348-444</code>

Befund

O2	<code>Winkelmessung in 9 Blickrichtungen (horizontal/vertikal in Grad)</code>
O2	<code>Linksbl. (Aufblick) Rechtsbl.</code>
O2	<code>`\${HD}<`/`\${VD}<` `\${HD}<`/`\${VD}<` `\${HD}<`/`\${VD}<`</code>
O2	<code>=====</code>
O2	<code>`\${HD}<`/`\${VD}<` `\${HD}<`/`\${VD}<` `\${HD}<`/`\${VD}<`</code>
O2	<code>=====</code>
O2	<code>`\${HD}<`/`\${VD}<` `\${HD}<`/`\${VD}<` `\${HD}<`/`\${VD}<`</code>
O2	<code>gemessen mit ` `</code>

5.3 Zeilentypen



Bitte beachten Sie: Wenn Sie mit OPHTHALMOSTAR arbeiten, müssen Sie sich an die vorgegebenen Bestimmungen der Zeilentypen halten. Die Zuordnung der Zeilentypen wird innerhalb des Programms erklärt.

5.4 Vorgaben

OPHTHALMOSTAR	MEDISTAR
! Cave	L Leistungszifferneintrag
!2 Allergie	L0 Privat abzurechnende Leistungen bei Kassenpatienten.
A Anamnese	D0 Zu L0 gehörende Diagnose.
B Befund	L1 Belegarztleistungen.
C Contactlinsen	D1 Zu L1 gehörende Diagnose.
D Diagnose (akut)	L2 Wenn Sie zwei Scheine gleichen Datums vorliegen haben (Sie erhalten bereits in der Krankenscheinabgabe einen Hinweis auf den Zeilentyp).
E Epikrise/Briefe	D2 Zu L2 gehörende Diagnose.
F Fundus	L3 Privat abzurechnende stationäre Leistungen bei Kassenpatienten.
G Gesichtsfeld	D3 Zu L3 gehörende Diagnose.
H Hinw. an Mitarbeiter	L4 Wenn Sie drei Scheine gleichen Datums vorliegen haben (Sie erhalten bereits in der Krankenscheinabgabe einen Hinweis auf den Zeilentyp).
I IGeL	D4 Zu L4 gehörende Diagnose.
J verjährte */D/E-Zeilen	L6 Wenn Sie vier Scheine gleichen Datums vorliegen haben (Sie erhalten bereits in der Krankenscheinabgabe einen Hinweis auf den Zeilentyp).
N Notiz	D6 Zu L6 gehörende Diagnose.
O Orthoptik	L9 Leistungen aufgrund BG-licher Behandlung.
P IOD (pressure)	D9 Zu L9 gehörende Diagnose (auch B9 usw. möglich).
Q Quittung	M Medikamentenzeile
S Spaltlampe	+ Dauermedikament
T Therapie	X9 Röntgenscribor
U unterdrückte Zeilen	Y Laborwerte
V Visus	: Archivhinweis
V0 vorhandene Brille	K Formularinformation
V1 Autorefraktometer	R Rechnungsschreibung
V2 subj. Refraktion/Skia	/ Arztbriefschreibung
V3 Brillenverordnung	> MOVIESTAR Objekt
W Patientenliste 1	# Kassenwechsel
X Patientenliste 2	
Y Patientenliste 3	
Z Patientenliste 4	
* Dauerdiagnose	
+ Dauertherapie	
! Cave/Allergie	

5.5 Funktionen

In OPHTHALMOSTAR hat jeder Zeilentyp seine eigenen Makrotafeln. Da sich die allermeisten Funktionen selbst erklären, werden hier nur ein paar bestimmte Zeilentypen erwähnt.

5.5.1 B-, S- und F-Zeilen

S-Zeilen nehmen den Spaltlampenbefund auf, F-Zeilen den Fundusbefund.

B-Zeilen eignen sich für andere Befunde, insbesondere für Ergebnisse technischer Untersuchungen, z.B. Ultraschall, Elektrophysiologie, etc.

Beispiel (für das Ergebnis einer HRT-Untersuchung, mit Hilfe der Befunddatei erstellt):

B2| HRT: PF 2,1/2,5; CDR 0,8/0,7; RSF 0,7/1,1; MRA path./path.

B2| Glaucoma Probability Score Classif.: outside normal limits BE

Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise zu U-Zeilen (Kapitel 5.5.5 U-Zeilen).

5.5.2 E-Zeilen

E-Zeilen enthalten wichtige Daten, wie zum Beispiel Operationen. Auch Hinweise auf erhaltene Briefe, bzw. Zusammenfassungen von Briefen, gehören hierhin. E-Zeilen werden im Auswahlfenster angezeigt (Basis-Ansicht, med. Daten-Ansicht)! E-Zeilen, die nach einiger Zeit an Wichtigkeit verloren haben, können Sie in J-Zeilen umwandeln. Sie werden dann in der Auswahl nicht mehr angezeigt, sind aber weiterhin farblich auffällig markiert. Außerdem erscheinen sie in der Zeilenselektion der „Epikrise“-Auswahl.



Tipp: Eigene Operationen können durch eine Zeilenterweiterung gekennzeichnet werden (z.B. E2- oder E3-Zeilen).

5.5.3 J-Zeilen

Den Zeilentyp J benutzen Sie um ältere *- , D- oder E-Zeilen umzuwandeln. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Patienten, der jedes Jahr mit einer Iritis kommt. Die Karteikarte ist nach einigen Jahren angefüllt mit Diagnosen „Iritis re.“ und „Iritis li.“ Um Übersichtlichkeit zu erhalten geben Sie dem Patienten die Dauerdiagnose „rezidivierende Iritis bds.“. Sie sollten nun die D-Zeilen nicht löschen – Sie würden ja im Nachhinein wichtige Inhalte der Karteikarte beseitigen. Wandeln Sie stattdessen die D-Zeilen in J-Zeilen um. Das geht schnell, erhält die Informationen und sorgt für eine aufgeräumte Karteikarte im Auswahl-Fenster.

Wenn Sie eigene Operationen in E-Zeilen mit Erweiterung (E1, E2 etc.) niederschreiben, können Sie beim Umwandeln die gleiche Zeilenerweiterung benutzen.

5.5.4 M-Zeilen

M-Zeilen werden durch das Medikamentenrezept-Formular zur Dokumentation der Verordnung erzeugt. Wenn Sie dem Patienten ein Musterpräparat mitgeben, tragen Sie dieses in eine M5-Zeile ein. In der M-Zeile reicht es genau so wie im Rezept aus, die ersten Buchstaben des Namens einzugeben. Wenn Sie anschließend die Enter-Taste drücken, wird PHARMASTAR geöffnet und das Medikament gesucht.



5.5.5 U-Zeilen

OPHTHALMOSTAR bietet Ihnen einen komfortablen Umgang mit Textpassagen, die Sie vor ungebetenem Lesen schützen möchten.

Zum Anlegen des Textes drücken Sie in den med. Daten auf den Makroknopf „U-Zeile“. Geben Sie den zu verbergenden Text ein.

Da das Makro U-Zeilen selektiert, dient es auch dem Anzeigen bzw. Sichtbarmachen der U-Zeilen.

Der besondere Clou ist nun, dass Sie mit Hilfe eines Patientenmarkers auf das Vorhandensein unterdrückter Zeilen aufmerksam gemacht werden.




Zu diesem Zweck wird in den Patientenlisten eine Abfrage angelegt, die mit einem Patientenmarker verknüpft wird. Bei einer OPHTHALMOSTAR-Neuinstallation werden alle erforderlichen Dateien mitgeliefert und installiert.

Falls Sie Ihre eigene Patientenlisten-Datei und Patientenmarker-Datei beibehalten möchten (z.B. bei einem OPHTHALMOSTAR-Update), müssen Sie die Patientenliste selbst anlegen und als Marker verknüpfen. Die Bedingung in der Patientenliste ist: `mdU=*`



Bitte beachten Sie: Die beschriebene Funktionalität setzt die richtigen MEDISTAR-Einstellungen voraus.

Die erforderlichen Angaben sind im Dialog MD-Einstellungen/Verschiedenes vorzunehmen. Sie werden mit den dort zu findenden Makros automatisch erzeugt.



5.5.6 V-Zeilen

V, V0, V1, V2 und V3 Zeilen werden von bestimmten Formularprogrammen eingelesen (Refraktion, Brillenrezept). Damit dies problemlos funktioniert, müssen Visus- und Refraktionswerte an ganz bestimmten Stellen der Zeile stehen. Für individuelle Eingaben und Kommentare steht nur wenig Platz am Ende der Zeile zur Verfügung. Oftmals möchte man aber in dieser Zeile zusammen mit den Werten wichtige Informationen ablegen. Das geht nur mit Abkürzungen. Klicken sie auf den Menüpunkt Bemerkungen um die vorgeschlagenen Abkürzungen anzuzeigen.

Mio-Skia	Refraktionsdaten durch Skiaskopie ohne Pupillenerweiterung
A-Skia	Refraktionsdaten durch Skiaskopie nach Atropin-Gabe
T-Skia	Refraktionsdaten durch Skiaskopie nach Tropicamid-Gabe
CY-Skia	Refraktionsdaten durch Skiaskopie nach Cyclopentolat-Gabe
CY+Abg.	Refraktionsbestimmung in Cyclopentolat-Zykloplegie mit subjektivem, sphärischem Abgleich (empfehlenswert bei älteren Kindern und Erwachsenen)
Z.n.g.	Refraktionsbestimmung ohne Überprüfung der Zylinderwerte (Kurzrefraktion)
n.g.	nicht geprüft - wenn z.B. nur an einem Auge die Refraktion geprüft wurde. Eigentlich wäre es logisch die Refraktionsdaten des anderen Auges gar nicht erneut in die med. Daten einzutragen. Sie würden dann aber beim nächsten Aufruf des Refraktionsformulars nicht mehr automatisch übernommen, da das Formular unter dem letzten Datum nur die Refraktionswerte eines Auges finden würde. Daher ist es sinnvoller, sie einzutragen und mit diesem Kürzel zu markieren.
s.g.e.g.	so gut es ging - keine verlässliche Refraktionsbestimmung möglich
nur grob	-
über KL	Überrefraktion bei getragenen Kontaktlinsen

Sie können Zeilen im Nachhinein mit den folgenden zusätzlichen Kommentaren versehen, wenn Sie auf die entsprechenden Knöpfe klicken.

 n.g.	s.o.; zusätzlich wird die Schriftfarbe der Zeile zu hellgrau geändert.
 n. real.	nicht realisiert. Hiermit kennzeichnen Sie verordnete Brillenwerte, die aber nicht als Brille angefertigt wurden (V3-Zeilen).

5.5.7 W-, X-, Y- und Z-Zeilen

Ordnen Sie diese vier Zeilentypen verschiedenen Mitarbeitern der Praxis zu. Der Mitarbeiter kann dann regelmäßig über eine einfache Patientenliste abfragen, ob sich Einträge für ihn in den med. Daten befinden. Dadurch bekommen diese Zeilentypen eine **Merkzettel- bzw. ToDo-Listenfunktion**.

In größeren Praxen kann man entweder Zeilentyp-Erweiterungen benutzen, um jedem Mitarbeiter einen eigenen Zeilentyp zuzuordnen zu können, oder mehrere Mitarbeiter nutzen den gleichen Zeilentyp (Mitarbeitergruppen).

Der große Vorteil gegenüber anderen Merkmittel- bzw. ToDo-Lösungen besteht darin, dass man aus der Patientenliste heraus sofort den richtigen Patienten auf dem Bildschirm hat und alle Aktionen durchführen kann.

5.5.8 +-Zeilen



+-Zeilen sind in MEDISTAR für Dauermedikamente vorgesehen. Der MD-Editor bietet für +-Zeilen die gleiche Funktionalität wie für M-Zeilen. Sie können diesen Zeilentyp in diesem Sinn benutzen. Wir empfehlen Ihnen jedoch in diese Zeile **Dauertherapien** einzutragen.

Wenn man die MEDISTAR-Vorgabe für diesen Zeilentyp beachten würde, wäre eigentlich nur folgender Eintrag erlaubt (automatisch durch Rezept erzeugt):

Cosopt,Augentropfen 1x5.0/Xalatan,Augentropfen 2.5


Beispiel:

Xalatan bds. abends; Cosopt nur re. Auge 2x/d; Ko. alle 2 Monate

5.6 Befundassistenten

Als Befundassistenten werden die Makrotafeln bezeichnet, die bei der Arbeit in den med. Daten bei Mausbewegung an den oberen Bildschirmrand zusätzlich eingeblendet werden. Zurzeit findet sich diese Funktion bei folgenden Zeilentypen: A, D, E, F, N, O, P, S, T, V, + und *.

Die Assistenten für die Befundeingabe in S- und F-Zeilen sind besonders aufwändig programmiert. Bitte haben Sie Verständnis, dass hier noch inhaltliche Mängel bestehen.



Eine besondere Funktion hat der Zusatzknopf mit dem grünen Haken. Er dient dazu, das Ergebnis der Registerkarten-Einstellung in die med. Daten zu übertragen, wenn weitere Funktionen des Assistenten nicht genutzt werden.



Beispiel:

Erzeugen sie eine D-Zeile und schreiben dort nur *Konjunktivitis* hinein. Bewegen Sie anschließend die Maus an den oberen Bildschirmrand und klicken Sie auf „V.a.“ und „li.>re.“. Klicken Sie anschließend auf den besagten Knopf. Sie erhalten als Ergebnis:

V.a. Konjunktivitis li.>re.

6 Patientenlisten

6.1.1 Schematik

Mit OPHTHALMOSTAR erhalten Sie vorgefertigte Abfrage-Schemata für Patientenlisten. MEDISTAR bietet die Möglichkeit 299 verschiedene Schemata zu speichern.

Einige OPHTHALMOSTAR-Makros und Patientenmarker setzen bestimmte Patientenlistendefinitionen voraus. Daher wird empfohlen, die Patientenlistendatei (PLPARA.P) nach Möglichkeit zu installieren. Notieren Sie vor der Installation liebgegewonnene eigene Schemata, um sie wieder erstellen zu können.

Die Patientenlisten-Datei ist so aufgebaut, dass sie Ihnen genügend Freiraum lässt.

1-99	zur freien Verfügung, von OPHTHALMOSTAR nicht belegt!
100-199	optionale Listen, dürfen ggf. gelöscht werden. Hier finden sich auch Listenvorschläge für die Sofortprüfung (ab Liste 150)!
200-299	von Makros verwendete Patientenlisten - bitte nicht löschen!

7 Installations-Checkliste



Bitte beachten Sie: Die Liste dient der gegenseitigen Abstimmung zwischen Anwender und Servicepartner vor einer OPHTHALMOSTAR-Installation.



Makros für **Geräteanbindungen** erstellen. Bitte beachten Sie, dass die Makroleiste genügend Platz für die Integration der Makros bietet. Auf der IP-Ebene befindet sich der Makroknopf „Geräte“. Auf die nachgeschaltete Makrotafel gehören in der Regel die Geräteanbindungen.



Automatischer Phoropter vorhanden? Richten Sie auf der Makroleiste im Kontext der V-Zeile einen Knopf zur Datenübernahme ein. Ein funktionsloser Makroknopf ist als Platzhalter vorhanden. Er kann gelöscht werden.



Sollen **Quittungen** für IGeL etc. erstellt werden (Formular „Quittung“ quit.s)?

Richten Sie in der Befunddatei Einträge mit den gewünschten Preisen ein. Die Kürzel müssen mit „#quit_“ beginnen, z.B. „#quit_Glaukomfrüherk.__20€“.
4. Zeile des Befundeditors = Preis; 5. und 6. Zeile = Text.



Terminkalender individuell einrichten.

Legen Sie Zeitraster und Bezeichnungen fest. Siehe Kapitel 3.5



Brieftext-Vorlagen anpassen.

Legen Sie die Inhalte des Briefkopfes fest.



Formular-Einstellungen anpassen.

Siehe Kapitel 4



Häufig verordnete Medikamente als eigene Makros im **Medikamenten-Rezept** anlegen.



Textbausteine anpassen: Klinikadressen für Brieftext im Einstellungsmenü eintragen. Siehe Kapitel 3.6.1



Praxen mit mehreren Wartebereichen: **Wartebereiche** im Einstellungsmenü definieren. Siehe Kapitel 3.6.4



Gemeinschaftspraxen mit speziellen **Ordinationskomplexen**: EBM-Ziffern im Einstellungsmenü eintragen. Siehe Kapitel 3.6.3



Word-Vorlagen anpassen.

Legen Sie das Aussehen des Briefkopfes fest.



Vertriebspartner und Anwender können bei Problemen am einfachsten über das Kontaktformular auf der **Webseite** (www.ophtalmostar.de) Hilfe vom Entwickler erhalten.


8 Zu guter Letzt



Mit OPHTHALMOSTAR wird das Befehlsmenü am linken Bildschirmrand überflüssig.

Sorgen Sie für einen aufgeräumten Arbeitsplatz und schließen sie das Befehlsmenü!

Ein geöffnetes Befehlsmenü neben OPHTHALMOSTAR-Makros ist ein Zeichen für ineffektives Arbeiten!



9 Stichwortverzeichnis

<i>Anschriften</i>	15	<i>Makrotafel</i>	6, 8
<i>Ansicht der med. Daten</i>	15	<i>MD-Einstellungen</i>	12
<i>Anwender-Einstellungen</i>	15	<i>Merkzettel</i>	25
<i>Befehlsmenü</i>	29	<i>Microsoft: Publisher Word</i>	4 4
<i>Befundassistenten</i>	26	<i>Patientenlisten</i>	4, 27
<i>Befunddatei</i>	4, 12, 18	<i>Patientenmarker</i>	4
<i>Befundkürzel Systematik</i>	19 19	<i>Phoropter</i>	28
<i>Bildschirmaufteilung</i>	10	<i>Quittungen</i>	28
<i>Briefkopf</i>	18	<i>Sofortprüfung</i>	27
<i>Brieftext</i>	4	<i>Tafeleinstellungen</i>	6
<i>Brieftext-Vorlagen</i>	28	<i>Terminarten</i>	14
<i>Diagnosendatei</i>	20	<i>Terminkalender</i>	13, 28
<i>Diagnosenkürzel</i>	20	<i>Textbausteine</i>	28
<i>Farbeinstellungen</i>	11	<i>ToDo-Liste</i>	25
<i>Fensterheber</i>	5	<i>Wartebereiche</i>	16
<i>Formulare</i>	17	<i>Web-Forum</i>	28
<i>Grundpauschalen</i>	16	<i>Word-Vorlagen</i>	28
<i>HRT-Untersuchung</i>	22	<i>Zeilentypen</i>	21
<i>ICD-Codierung</i>	4	<i>Funktionen</i>	22
<i>Karteikartenschrift</i>	9	<i>Sortierfolge</i>	12